







## Scheda tecnica REF 73.48.94

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.48.94	Michel specchietto laringeo Ø 14mm 27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826135126
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-549
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso netto (kg)	0,046	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160202		
N° di repertorio	191798		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 14mm 27cm	Rivestimento	Rivestimento evaporato su specchi laringei
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	GLAS (Glas)		