






## Scheda tecnica REF 73.65.40

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                |                         |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 73.65.40                            | Bose tracheale divaricatore7cm |                         |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN  | 45182                               | GTIN                           | 04046826135751          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                     | 12-038                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R004;02;aj;59 |
| Peso netto (kg)   | 0,004                               | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione | MPK01-1                 |
| Codice CND  |                                     |                                |                         |
| N° di repertorio  |                                     |                                |                         |
|   |                                     |                                |                         |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |                                |                         |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata           |                         |
|    |                                     |                                |                         |
| Misura  | 7cm                                 | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |                                |                         |
| Materiali   |                                     |                                |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                |                         |
| Corpo   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                |                                |                         |
| Altro   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |                                |                         |