







Scheda tecnica REF 73.70.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	73.70.15	Kocher sonda per gozzo15.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47862	GTIN	04046826135836
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149005		
N° di repertorio	417094		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		