






## Scheda tecnica REF 74.47.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	74.47.11	bisturi endolaringeo25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38105	GTIN	04046826136338
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-226
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L0102		
N° di repertorio	192818		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		