








## Scheda tecnica REF 74.47.27

20.02.2026

| Dati generali  |                                     |                                     |                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 74.47.27                            | ago endolaringeo curva a destro24cm |                         |
| Unità  | pz.                                 | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN   | 60909                               | GTIN                                | 04046826136413          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                          | 15-234                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso netto (kg)  | 0,005                               | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free   | si                                  | Istruzioni per la preparazione      | MPK01-1                 |
| Codice CND   |                                     |                                     |                         |
| N° di repertorio   |                                     |                                     |                         |
|    |                                     |                                     |                         |
| Medicon media  | 450.00.37 (catalogo ORL )           |                                     |                         |
| Immagine completa  |                                     | Immagine dettagliata                |                         |
|    |                                     |                                     |                         |
| Misura   | 24cm                                | Rivestimento                        |                         |
| Condizioni di conservazione  |                                     |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |                                     |                                     |                         |
| Materiali  |                                     |                                     |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                     |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                     |                         |