






Scheda tecnica REF 74.47.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	74.47.37	periototomo d'aspirazione endolaringeo24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826136451
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	723808		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		