



Scheda tecnica REF 75.23.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.03	lama cacciavite per vite Mini Easy Grip in titanio90mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826429492
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	90mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		