





Scheda tecnica REF 75.23.09

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Codice | 75.23.09 | lama cacciavite per vite a croce 2.4mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826308971 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso netto (kg) | 0,005 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L091001 | | |
| N° di repertorio | 236264 | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 2.4mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |