






Scheda tecnica REF 75.23.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.50	manico cacciavite per sistema 1.2/1.510cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139872
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236281		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) 451.03.41 (prospetto ÀRPE Sist p l'espans del palato c ancoraggio osseo) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 453.17.00_DEU (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer tedesco INTRO) 453.17.00_ENG (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer inglese INTRO) 453.17.00_ESP (Piastra di Le Fort dopo Rustemeyer spagnolo INTRO) 453.31.00 (Alveolar Bone Graft - Impianti per la ricostruzione della cresta alveolare Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		