





## Scheda tecnica REF 75.23.52Z

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.52Z	manico cacciavite acciaio per sistema 1.2/1.510cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826453541
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		