



## Scheda tecnica REF 75.23.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.55	manico cacciavite per sistema 2.0/2.410cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139889
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236283		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 450.00.63 (catalogo Ortopedia ) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.08.22 (prospetto distratt transant p la mascella superiore) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		