




## Scheda tecnica REF 75.23.78

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.78	manico cacciavite alluminio	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826140090
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,026	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236189		
 			
Medicon media	451.09.34 (Prospetto Aarhus Mini-Implant System)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		