







## Scheda tecnica REF 75.23.82

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.82	cacciavite2.5mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826140137
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236294		
 			
Medicon media	450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	2.5mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4112 (X90CrMoV18) PPSU (Polyphenylsulfon)		