






Scheda tecnica REF 75.23.98A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.23.98A	manico cacciavite acciaio per sistema 2.0+2.410cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826334024
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,067	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	236298		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema a placche tedesco Opuscolo) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		