




Scheda tecnica REF 75.23.98P

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Codice | 75.23.98P | manico cacciavite PPSU per sistema 2.0+2.410cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826435141 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso netto (kg) | 0,052 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 10cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico Altro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon) PTFE (Polytetrafluorethylen) | | |