





Scheda tecnica REF 75.24.07

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Codice | 75.24.07 | lama cacciavite dentale per micro-vite a croce in titanio45mm Ti Mikro | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826539689 |
| Classe di rischio | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,000 | Istruzioni d'uso | G687004USA |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK08 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 45mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| | | | |