





## Scheda tecnica REF 75.24.49

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |  |                         |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Codice  | 75.24.49                            | lama cacciavite con presa per micro-vite a croce in titanio Ti Mikro |                         |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN  | 33968                               | GTIN   | 04046826428549          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code   | 13-517                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI  | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso netto (kg)   | 0,006                               | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione                                       |                         |
| Codice CND  |                                     |  |                         |
| N° di repertorio  |                                     |  |                         |
|   |                                     |  |                         |
| Medicon media   |                                     |  |                         |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata   |                         |
|   |                                     |  |                         |
| <b>Condizioni di conservazione</b><br>Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |  |                         |
| Materiali   |                                     |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |  |                         |
| Corpo   | 1.4034 (X46Cr13)                    |  |                         |