





Scheda tecnica REF 75.26.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.26.65	tappo6.5mm 22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826140304
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-331
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso netto (kg)	0,076	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219630		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	6.5mm 22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		