






Scheda tecnica REF 75.95.34

20.02.2026

Dati generali			
Codice	75.95.34	Puntale di guida Ø 4.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46165	GTIN	04046826146061
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-224
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,077	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	370375		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		