







## Scheda tecnica REF 76.07.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.07.16	Kirschner filo perf Ø 1.6mm 10cm tr/piatta p/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826147280
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G7080000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	P09120301		
N° di repertorio	236362		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.6mm 10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		