



Scheda tecnica REF 76.09.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.09.40	agrafe p ossa ccm 24x30x5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826148317
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-103
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G7080000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	P09120101		
N° di repertorio	250020		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24x30x5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		