







## Scheda tecnica REF 76.10.68

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.10.68	Kirschner filo trocar / rotondo Ø 1.8mm 15cm P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826148690
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	G7080000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	P09120301		
N° di repertorio	237223		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.8mm 15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		