







## Scheda tecnica REF 76.15.14

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Codice  | 76.15.14  | Kirschner filo lancetta piattaØ 1.4mm 31cm P/10 |                |
| Unità   | cf./10  | Numero doganale                                 | 90211090       |
| GMDN  | 56643   | GTIN  | 04046826149635 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)   | UMDNS-Code                                      | 16-104         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI                                     |                |
| Peso netto (kg)   | 0,049   | Istruzioni d'uso                                | G7080000       |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                  | MPK01          |
| Codice CND  | P09120301   |   |                |
| N° di repertorio  | 237317  |   |                |
|    |   |   |                |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |   |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                            |                |
|    |   |   |                |
| Misura  | Ø 1.4mm 31cm  | Rivestimento                                    |                |
| Condizioni di conservazione   |   |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |                |
| Materiali   |   |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |   |                |
| Corpo   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)  |   |                |