





Scheda tecnica REF 76.16.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.16.00	dispenser filo16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149734
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Peso netto (kg)	0,700	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V0402		
N° di repertorio	417629		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	16cm Ø 1.0/1.2/1.4/1.6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd))		