







## Scheda tecnica REF 76.16.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.16.03	Kirschner tubo a filo 16cm Ø 12mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149758
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	V0402		
N° di repertorio	417632		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	16cm Ø 12mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		