







## Scheda tecnica REF 76.18.28

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.18.28	Steinmann unghia trocar / triangolare Ø 3.5mm 26cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826150204
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	G7080000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	P09120302		
N° di repertorio	237770		
  			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 3.5mm 26cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		