







## Scheda tecnica REF 76.18.60

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Codice  | 76.18.60   | Steinmann unghia trocar / rotondo Ø 3.5mm 16cm |                |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                | 90211090       |
| GMDN  | 56643  | GTIN   | 04046826150280 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                                     | 16-078         |
| Classe  | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                    |                |
| Peso netto (kg)   | 0,020  | Istruzioni d'uso                               | G7080000       |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                 | MPK01          |
| Codice CND  | P09120302  |  |                |
| N° di repertorio  | 237778   |  |                |
|    |  |  |                |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia) |  |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                           |                |
|    |  |  |                |
| Misura  | Ø 3.5mm 16cm   | Rivestimento                                   |                |
| Condizioni di conservazione   |  |  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |                |
| Materiali   |  |  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |                |
| Corpo   | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |  |                |