







Scheda tecnica REF 76.18.80

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Codice | 76.18.80 | Steinmann unghia trocar / rotondo Ø 4.5mm 20cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 56643 | GTIN | 04046826150389 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-078 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,020 | Istruzioni d'uso | G7080000 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | P09120302 | | |
| N° di repertorio | 237789 | | |
|    | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 4.5mm 20cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |