






Scheda tecnica REF 76.40.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.40.01	Kirschner Mod USA experchio di expertura piccolo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151041
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-101
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,271	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	M030503		
N° di repertorio	277868		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		