






Scheda tecnica REF 76.45.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.15	pinze estrazione filo scanalatura longinale e laterale 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826151362
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,187	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	181063		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		