







Scheda tecnica REF 76.45.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.18	tenaglie per l'estrazione di filo metallico e chiodi18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38830	GTIN	04046826151379
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,250	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	184912		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		