







Scheda tecnica REF 76.45.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.19	tenaglia piatta19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826151386
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;06;XU
Peso netto (kg)	0,120	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	181035		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		