








## Scheda tecnica REF 76.45.25

20.02.2026

| Dati generali  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| Codice   | 76.45.25  | tenaglie per l'estrazione di filo metallico e chiodi appuntito22cm |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN   | 38830   | GTIN   | 04046826151423          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code   | 15-221                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)  | 0,300   | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione                                     |                         |
| Codice CND   | L091001   |  |                         |
| N° di repertorio   | 184916  |  |                         |
|    |   |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |  |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata   |                         |
|    |   |  |                         |
| Misura   | 22cm  | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |  |                         |
| Materiali  |   |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |
| Vite   | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |  |                         |
| Altro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)  |  |                         |