








## Scheda tecnica REF 76.45.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.30	parallelo tenaglia piatta18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38830	GTIN	04046826151461
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,222	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	184920		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		