






## Scheda tecnica REF 76.45.73

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.73	pinze tagliafilo23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151522
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,409	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091003		
N° di repertorio	419235		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio ) 450.00.63 (catalogo Ortopedia ) 451.03.23 (prospetto medicut forbici )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4111 (X110CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		