




Scheda tecnica REF 76.45.86

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.86	set per manutenzione for 76.45.85	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151591
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-041
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	NEIN
Codice CND	L091003		
N° di repertorio	419242		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4125 (X110CrMo17)		