




## Scheda tecnica REF 76.45.87

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.45.87	lame di ricambio coppia for 76.45.85	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151607
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-041
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	NEIN
Codice CND	L091003		
N° di repertorio	419244		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	1.4125 (X110CrMo17)		