





Scheda tecnica REF 76.45.88

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Codice | 76.45.88 | guancie di ricambio coppia for 76.45.85 | |
| Unità | cf./2 | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32885 | GTIN | 04046826151614 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-041 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,005 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | NEIN |
| Codice CND | L091003 | | |
| N° di repertorio | 419246 | | |
|  | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
|  | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | SILIKON (Poly(organo)siloxane) | | |