






Scheda tecnica REF 76.59.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	76.59.15	alesatore per ossa manico a T15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45114	GTIN	04046826151980
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-297
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso netto (kg)	0,119	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L091102		
N° di repertorio	402664		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		