






Scheda tecnica REF 77.05.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.05.40	Rust sega da amputazione 38cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32563	GTIN	04046826153755
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-451
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;04;ai;59
Peso netto (kg)	0,760	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0107		
N° di repertorio	180962		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	38cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		