



Scheda tecnica REF 77.10.71

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.10.71	Lange Hohmann leva per ossa30mm 27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153908
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,280	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181279		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	30mm 27cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		