






Scheda tecnica REF 77.11.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.11.24	Hohmann leva per ossa24mm 26cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826153977
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,126	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181286		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	24mm 26cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		