







## Scheda tecnica REF 77.12.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.12.06	Bennett leva per ossa65mm 24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826154035
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,190	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181292		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	65mm 24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		