






Scheda tecnica REF 77.60.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.60.30	mini endoscopio Ø 1.9mm 60mm 0°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189020
GMDN	34856	GTIN	04046826154431
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,090	Istruzioni d'uso	G776000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12021101		
N° di repertorio	261618		
			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 1.9mm 60mm 0°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PEEK (Polyetheretherketon)		
Altro	GLAS (Glas)		