




Scheda tecnica REF 77.60.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.60.31	mini endoscopio Ø 1.9mm 60mm 30°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189020
GMDN	34856	GTIN	04046826445157
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,268	Istruzioni d'uso	G776000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 1.9mm 60mm 30°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite Manico Altro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9) PEEK (Polyetheretherketon) GLAS (Glas)		