



Scheda tecnica REF 77.60.32

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.60.32	guaina p mini artroscopia 0° Ø 2mm 60mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826445850
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	G776101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	0° Ø 2mm 60mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		