






## Scheda tecnica REF 77.61.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.61.21	guaina p artrosoc universale Ø 5mm 175mm 1 rubinetto	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826154493
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,077	Istruzioni d'uso	G776101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12029080		
N° di repertorio	301012		
			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 5mm 175mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		