






## Scheda tecnica REF 77.61.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.61.27	trocar triangolare Ø 4.0mm 175mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826154547
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,042	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432091		
 			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.0mm 175mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		