





## Scheda tecnica REF 77.61.46

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.61.46	Otturatore per Artroscopio asta60mm 2.0mm Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826154660
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,052	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	60mm 2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		