






Scheda tecnica REF 77.61.59

20.02.2026

Dati generali			
Codice	77.61.59	guaina p artroscopia 30° Ø 5.5mm 175mm 2 rubinetto	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826391652
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,075	Istruzioni d'uso	G776101
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12029080		
N° di repertorio	301020		
			
Medicon media	451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	30° Ø5.5mm 175mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		